

Medidor CONTOUR®PLUS



Use exclusivamente tiras reactivas CONTOUR®PLUS

Extremo cuadrado gris: Inserte este extremo en el puerto para tiras reactivas.

Punta para la muestra: La muestra de sangre se absorbe aquí.


Consulte la Guía del usuario de CONTOUR®PLUS y el folleto informativo del dispositivo de punción para ver las instrucciones completas.

⚠ ADVERTENCIA
Siempre lave bien sus manos con agua y jabón y séquelas antes y después de realizar análisis o de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.


PRECAUCIÓN: El dispositivo de punción suministrado con su kit está diseñado para el autodiagnóstico exclusivo de un paciente. Debido al riesgo de infección, no debe ser utilizado por más de una persona.

Análisis básico: yema de los dedos

1. Retire la cápsula de punción del dispositivo de punción.
2. Afloje la tapa protectora redonda de la lanceta girándola un cuarto de vuelta, pero no la retire.



3. Inserte con firmeza la lanceta en el dispositivo de punción hasta que se detenga por completo.
4. Gire y desprenda la tapa protectora redonda de la lanceta.
5. Vuelva a colocar la cápsula de punción.
6. Ajuste el indicador de la cápsula de punción a la profundidad de punción deseada.
7. Inserte el extremo cuadrado gris de la tira reactiva en el puerto para tiras reactivas del medidor. El medidor se encenderá y en la pantalla aparecerá una tira reactiva con una gota de sangre destellante. El medidor ya está listo para realizar el análisis.
8. Presione el dispositivo de punción firmemente contra el lugar de punción y presione el botón de liberación.
9. Toque inmediatamente la gota de sangre con la punta de la tira reactiva. Mantenga la tira reactiva en contacto con la gota de sangre hasta que el medidor emita un sonido. Si la primera gota no es suficiente, el medidor pitará dos veces. Usted tiene aproximadamente 30 segundos para agregar más sangre a la misma tira reactiva. El resultado aparecerá después de la cuenta atrás de 5 segundos.
10. Para apagar el medidor, extraiga la tira reactiva.



Análisis en la yema del dedo



Deseche la tira reactiva como residuo médico o según las indicaciones del profesional de la salud que lo atiende.

PRECAUCIÓN:

- El dispositivo de punción suministrado con su kit no es adecuado para uso por profesionales de la salud. Debido al riesgo de infección, no debe ser utilizado por más de una persona.
- Para retirar la lanceta del dispositivo de punción, consulte las instrucciones detalladas del folleto informativo del dispositivo de punción.
- Los gráficos del dispositivo de punción se ofrecen solamente como ilustración.

Para obtener ayuda, comuníquese con la oficina de servicio de atención al cliente en su país.
Consulte la información de contacto en la contraportada de la guía del usuario.
www.diabetes.ascensia.com

ARTWORK ROUTING FOR APPROVAL

SCHAWKI	18211 NE 68th Street, E120 Redmond, WA 98052 T: 425-881-5454	Art Production
	DATE: May 11, 2017 CLIENT: Ascensia Diabetes Care DESCRIPTION: Contour PLUS QRG - Spanish SCHAWK JOB#: 922035 SKU#: MULTI Parent Ban# MULTI DIMENSIONS: 4.0" (H) x 16.5" (W) PRINTER SPEC: 10000783886 REV. 01 FONTS: HelveticaNeue, Helvetica, Zapf Dingbats COLORS: Cyan Magenta Yellow Black 281 Process Build: 100C 79M 10Y 42K	BAN#: 85699148 Rev. 02/17 Contour PLUS QRG - MX, CO, UY Alt#1 - 05/03/17 Copy Changes Alt#2 - 05/11/17 Copy Changes
Clinical Trial/Global Master Template No: XXXX		
Regional Master Template No: M-QRG-0321-R0002		
NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR.		
RELEASE: V-2 INTERNAL: R-X LANGUAGE(S): SPANISH		



⚠ ADVERTENCIA:
Riesgo biológico potencial
 Todos los sistemas de medición de glucosa en sangre se consideran un riesgo biológico.
 Los profesionales de la salud o las personas que utilicen este sistema en varios pacientes deberán seguir el procedimiento de control de infecciones aprobado por su institución. Todos los productos u objetos que entren en contacto con sangre humana, incluso después de la limpieza, deben manejarse como si fuesen capaces de transmitir enfermedades infecciosas. El usuario deberá seguir las recomendaciones de prevención de enfermedades de transmisión sanguínea en establecimientos sanitarios relativas a muestras humanas potencialmente infecciosas.

Para obtener información sobre las patentes y otras licencias relacionadas, consulte www.patents.ascensia.com

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados. Ascensia, el logotipo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts y el logotipo de No Coding (Autocodificación) son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Uso del Modo avanzado
Configuración del medidor en Modo avanzado

Para configurar el medidor en el Modo avanzado y aprovechar los marcadores de comidas y otras funciones a su alcance:

1. Pulse **M** para encender el medidor.
2. Mantenga pulsado **▲** o **▼** durante 3 segundos.
3. L-1 destellará.
4. Pulse **▲** o **▼** para cambiar a L-2.
5. Pulse **M** para confirmar.



Para obtener ayuda, comuníquese con la oficina de servicio de atención al cliente en su país.

Consulte la información de contacto en la contraportada de la guía del usuario. www.diabetes.ascensia.com

Una vez que haya realizado un análisis y visto los resultados, utilice los marcadores en la pantalla:

Para marcar resultados >	Usted verá >	Para configurar >	Usted verá >	Qué significa >
Antes de las comidas Indica el resultado de un análisis realizado antes de comer. Pulse ▲ o ▼ .	(destellando)	Pulse M		El resultado se marca como un análisis antes de la comida. Presione M otra vez para configurar un recordatorio de análisis después de la comida.
Después de las comidas Indica el resultado de un análisis realizado después de comer. Pulse ▲ o ▼ .	(destellando)	Pulse M		El resultado se marca como análisis después de la comida.
Diario Marca cualquier resultado como algo singular o diferente de alguna manera. Pulse ▲ o ▼ .	(destellando)	Pulse M		El resultado se marca en la memoria como singular. Debe anotarlo en su diario.

Configura un recordatorio (preconfigurado en 2 horas) para realizar un análisis después de la comida. Consulte la guía del usuario, donde encontrará instrucciones completas sobre cómo usar los marcadores y ajustar la hora de los recordatorios.

Uso del recordatorio

Cuando el recordatorio suena, el medidor se enciende y muestra el resultado del análisis antes de comer.



Presione cualquier botón una vez para silenciar el recordatorio, y dos veces para apagar el medidor.

Realice otro análisis de sangre y márkelo con un marcador después de la comida (consulte el cuadro a la izquierda).

Códigos y símbolos de error

Consulte la guía del usuario, donde encontrará una lista completa.

E1	La temperatura está fuera de los límites.
E2	Hubo un problema para llenar por completo la tira reactiva. Vuelva a realizar el análisis con una tira reactiva nueva.
E3	El medidor detecta el uso de una tira reactiva usada o una solución de control equivocada. Vuelva a realizar el análisis con una tira reactiva nueva.
E11	Resultado anormal. Vuelva a realizar el análisis con una tira reactiva nueva.

Importado y Distribuido por:
 Ascensia Diabetes Care México S. de R.L. de C.V.
 Autopista México-Querétaro Km 34.5
 Nave 6, Interior 11
 Col. Rancho San Isidro
 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 C.P. 54740
 Reg. No. 1406E2015 SSA (Medidor)
 Reg. No. 1239E2015 SSA (Kit Medidor y Tiras Reactivas)
 Agente de Diagnóstico para uso In Vitro
 Tel: 01-800-3352-6266
 support@contournext.com

Importado y Distribuido por:
 Naefcor S.A.
 Martín C. Martínez 1696
 Montevideo – Uruguay
 M.S.P. Reg. N° XXXXX
 D.T.: Matías Pesce
 Uso Diagnóstico In Vitro
 Tel.: 2408-57-28

Importado y Distribuido por:
 Medtronic Latin America Inc. Sucursal Colombia
 Avenida Calle 116 No. 7-15
 Piso 11 Oficina 1101
 Bogotá, Colombia
 Tel: 571 7427300

www.diabetes.ascensia.com



85699148 Rev. 02/17

05/11/17 08:04AM